




BOÎTES DE PÉTRI / *PETRI DISHES*



BB 60
Boîtes de Contact / *Contact Dishes*



BP 124
Boîtes Carrées / *Square Dishes*

Boîtes Contact / *Contact Dishes*

65 mm10

Boîtes de Pétri / *Petri Dishes*10

55 mm10

90 mm H 14.211

2 compartiments / *2 Compartments*11

90 mm H 16.212

140 mm13

Boîtes carrées / *Square Dishes*

120x120 mm14


Boîtes de Pétri pour la germination / *Petri Dishes for seed germination*

90 mm H 2014

Caractéristiques / *Features*16

BOÎTES CONTACT / CONTACT DISHES

DIAM. 65 mm - H 14.5 mm



- ▶ 0/3/4 Ergots de ventilation
- ▶ Polystyrène cristal
- ▶ Planéité optimale
- ▶ Couvercle clipsable
- ▶ Quadrillage 10x10 mm
- ▶ Production classe 100
- ▶ 0/3/4 Vents
- ▶ Crystal Polystyrene
- ▶ Optimal flatness
- ▶ Grip lid
- ▶ Molded grid 10x10 mm
- ▶ Production class 100



Garantit une économie de gélose de 19% tout en conservant les qualités indispensables au prélèvement de surface / Guarantees a 19% saving in agar while maintaining the essential qualities of surface sampling.

Boîtes contact / Contact dishes (diam. 65 mm H 14.5 mm)

Cat. No.	Ergots Vents	Pcs/gaine Units/sleeve	Gaines Sleeves	Sursac Outer bag	Qté/carton Qty/case	Sterile R SAL 10 ⁻⁶
BB60-01	0	20	36	2	720	✓
BP63-08	3	20	36	2	720	✓
BP63-10	3	20	36	2	720	✓
BP63-11	3	20	36	2	720	-
BB64-01	4	20	36	2	720	✓
BB64-02	4	20	36	2	720	-

☐ Fond bombé
Domed base


☐ Fond plat
Flat base

☒ Sterile R SAL 10⁻⁶


☐ Aseptique
Aseptic

BOÎTES DE PÉTRI / PETRI DISHES

DIAM. 55 mm - H 14.2 mm



- ▶ 0 ou 6 ergots de ventilation
- ▶ Polystyrène cristal
- ▶ Planéité optimale
- ▶ Production classe 100
- ▶ 0 or 6 vents
- ▶ Crystal Polystyrene
- ▶ Optimal flatness
- ▶ Production class 100



Flèches imprimées sur sachet recyclable pour indiquer le sens d'ouverture / Arrows printed on recyclable sleeve to indicate the opening way

Boîtes de Pétri / Petri dishes (diam. 55 mm H 14.2 mm)

Cat. No.	Ergots Vents	Pcs/gaine Units/sleeve	Gaines Sleeves	Sursac Outer bag	Qté/carton Qty/case	Sterile R SAL 10 ⁻⁶
BP50-01	0	15	108	1	1620	-
BP50-02	0	15	108	1	1620	✓
BP53-01	6	15	108	1	1620	-
BP53-02	6	15	108	1	1620	✓
BP53-03	6	15	108	2	1620	✓
BP53-06	6	15	108	2	1620	-

☐ Ouverture facile
Easy opening

☒ Sterile R SAL 10⁻⁶

☐ Aseptique
Aseptic

BOÎTES DE PÉTRI / PETRI DISHES

DIAM. 90 mm - H 14.2 mm



- ▶ 0/1/3 Ergots de ventilation
- ▶ Polystyrène cristal
- ▶ Planéité optimale
- ▶ Production classe 100

- ▶ 0/1/3 Vents
- ▶ Crystal Polystyrene
- ▶ Optimal flatness
- ▶ Production class 100



Flèches imprimées sur sachet recyclable pour indiquer le sens d'ouverture / Arrows printed on recyclable sleeve to indicate the opening way

Boîtes de Pétri / Petri dishes (diam. 90 mm H 14.2 mm)

Cat. No.	Ergots Vents	Pcs/gaine Units/sleeve	Gaines Sleeves	Sursac Outer bag	Qté/carton Qty/case	Sterile R SAL 10 ⁻⁶
BP90B-03	0	33	25	2	825	-
BP90B-04	0	33	25	2	825	✓
SB90-01	0	33	25	0	825	-
BP91B-03	1	33	25	2	825	-
BP91B-04	1	33	25	2	825	✓
SB91-01	1	33	25	0	825	-
BP93B-15	3	33	25	2	825	-
BP93B-16	3	33	25	2	825	✓
BP93D-01	3	33	25	2	825	-
BP93D-02	3	33	25	2	825	✓
SB93-01	3	33	25	0	825	-
SB93-03	3	33	25	0	825	✓


Zone de dépoli
Frosted area

✓ Sterile R SAL 10⁻⁶

- Aseptique
Aseptic

2 COMPARTIMENTS AVEC DÉPOLI / 2 COMPARTMENTS

DIAM. 90 mm - H 14.2 mm



- ▶ 3 ergots de ventilation
- ▶ Polystyrène cristal
- ▶ Planéité optimale
- ▶ Production classe 100
- ▶ 2 compartiments
- ▶ Zone de dépoli extérieure

- ▶ 3 vents
- ▶ Crystal Polystyrene
- ▶ Optimal flatness
- ▶ Production class 100
- ▶ 2 compartments
- ▶ Frosted area



Boîtes de Pétri 2 compartiments / 2 compartment Petri dishes (diam. 90 mm H 14.2 mm)


Cat. No.	Ergots Vents	Pcs/gaine Units/sleeve	Gaines Sleeves	Sursac Outer bag	Qté/carton Qty/case	Sterile R SAL 10 ⁻⁶
BI93D-01	3	33	25	2	825	-
BI93D-02	3	33	25	2	825	✓

✓ Sterile R SAL 10⁻⁶ - Aseptique Aseptic

Indexage de la boîte pour couler les milieux dans leur compartiment respectif / Allows indexing to facilitate automated pouring of media into their respective compartments

BOÎTES DE PÉTRI / PETRI DISHES

DIAM. 90 mm - H 16.2 mm



▶ 0/1/3 Ergots de ventilation

▶ Polystyrène cristal

▶ Planéité optimale

▶ Production classe 100

▶ 0/1/3 Vents

▶ Crystal polystyrene

▶ Optimal flatness

▶ Production class 100



Flèches imprimées sur sachet recyclable pour indiquer le sens d'ouverture / Arrows printed on recyclable sleeve to indicate the opening way


Boîtes de Pétri / Petri dishes (diam. 90 mm H 16.2 mm)

Cat. No.	Ergots Vents	Pcs/gaine Units/sleeve	Gaines Sleeves	Sursac Outer bag	Qté/carton Qty/case	Sterile R SAL 10 ⁻⁶
BH90B-05	0	28	25	2	700	-
BH90B-06	0	28	25	2	700	✓
SH90-01	0	28	25	0	700	-
BH91B-07	1	28	25	2	700	-
BH91B-08	1	28	25	2	700	✓
SH91-01	1	28	25	0	700	-
BH93B-02	3	20	24	0	480	-
BH93B-05	3	20	24	0	480	✓
BH93B-12	3	28	25	2	700	-
BH93B-13	3	28	25	2	700	✓
SH93-01	3	28	25	0	700	-

☒ Sterile R SAL 10⁻⁶
☐ Aseptique Aseptic

BOÎTES DE PÉTRI / PETRI DISHES

DIAM. 140 mm - H 20.6 mm



- ▶ 0/3 Ergots de ventilation
- ▶ Polystyrène cristal
- ▶ Planéité optimale
- ▶ Production classe 100

- ▶ 0/3 Vents
- ▶ Crystal polystyrene
- ▶ Optimal flatness
- ▶ Production class 100




Boîtes de Pétri / Petri dishes (diam. 140 mm H 20.6 mm)

Cat. No.	Ergots Vents	Pcs/gaine Units/sleeve	Gaines Sleeves	Sursac Outer bag	Qté/carton Qty/case	Sterile R SAL 10 ⁻⁶
BP140-01	0	11	16	1	176	-
BP140-02	0	11	16	1	176	✓
BP143-01	3	11	16	1	176	-
BP143-02	3	11	16	1	176	✓

☒ Sterile R SAL 10⁻⁶
☐ Aseptique Aseptic

BOÎTES DE PÉTRI / PETRI DISHES

DIAM. 140 mm - H 23.4 mm



- ▶ 3 ergots de ventilation
- ▶ Polystyrène cristal
- ▶ Planéité optimale
- ▶ Production classe 100

- ▶ 3 vents
- ▶ Crystal polystyrene
- ▶ Optimal flatness
- ▶ Production class 100



Boîtes de Pétri / Petri dishes (diam. 140 mm H 23.4 mm)

Cat. No.	Ergots Vents	Pcs/gaine Units/sleeve	Gaines Sleeves	Sursac Outer bag	Qté/carton Qty/case	Sterile R SAL 10 ⁻⁶
BH143-01	3	9	16	1	144	-
BH143-02	3	9	16	1	144	✓

☒ Sterile R SAL 10⁻⁶
☐ Aseptique Aseptic

BOÎTES DE PÉTRI CARRÉES / SQUARE PETRI DISHES

120X120 mm



- ▶ 4 ergots de ventilation
- ▶ Polystyrène cristal
- ▶ Planéité optimale
- ▶ Production classe 100
- ▶ 4 vents
- ▶ Crystal polystyrene
- ▶ Optimal flatness
- ▶ Production class 100


Boîtes de Pétri carrées / Square Petri dishes (120x120 mm)

Cat. No.	Ergots Vents	Pcs/gaine Units/sleeve	Gaines Sleeves	Sursac Outer bag	Qté/carton Qty/case	Sterile R SAL 10 ⁻⁶
BP124-04	4	14	18	1	252	-
BP124-05	4	14	18	1	252	✓

☒ Sterile R SAL 10⁻⁶ ☐ Aseptique Aseptic

BOÎTES DE GERMINATION / DISHES FOR SEED GERMINATION

DIAM. 90 mm - H 20 mm



Spécialement développé pour la germination de semences /
Specially developed for seed germination

- ▶ 6 ergots de ventilation
- ▶ Polystyrène cristal
- ▶ Planéité optimale
- ▶ Production classe 100
- ▶ 6 vents
- ▶ Crystal polystyrene
- ▶ Optimal flatness
- ▶ Production class 100

Boîtes de germination / Dishes for seed germination (diam. 90 mm H 20 mm)

Cat. No.	Ergots Vents	Pcs/gaine Units/sleeve	Gaines Sleeves	Sursac Outer bag	Qté/carton Qty/case	Sterile R SAL 10 ⁻⁶
BU96-02	6	22	25	1	550	-
BU96-01	6	22	25	1	550	✓

☒ Sterile R SAL 10⁻⁶ ☐ Aseptique Aseptic

3 TYPES DE CONDITIONNEMENT / 3 TYPES OF PACKAGING :

**1. SANS SURSAC / WITHOUT OUTER BAG :**

Type de packaging :
Économique


Name of packaging :
Economical

Sursac : 0

Outer bag : 0

Description du conditionnement :
Gaines rangées dans le carton

Packaging description :
Sleeves placed directly in the case

**2. SURSAC / FOLDED OUTER BAG :**

Type de packaging :
Standard


Name of packaging :
Standard

Sursac : 1

Outer bag : 1

Description du conditionnement :
Gaines rangées dans un sursac dans le carton

Packaging description :
Sleeves are placed in a folded outer bag in a case

**3. DOUBLE SURSAC / DOUBLE OUTER BAG :**

Type de packaging :
Salle blanche

Name of packaging :
Clean room


Sursac : 2

Outer bag : 2

Description du conditionnement :
- Gaines rangées dans un sachet soudé avec code-barres
- Sachet rangé dans un second sachet plié
- Conditionnement final en carton

Packaging description :
-Sleeves are placed in a sealed bag with bar code
-Bags placed in a second bag folded
-Final packaging in a case

CARACTERISTIQUES / FEATURES



UNITÉ DE PRODUCTION DE BOÎTES DE PÉTRI PETRI DISH PRODUCTION UNIT

- Air filtré en surpression en classe 100 000
Filtered, positive pressure air in class 100 000
- Air filtré en surpression en classe 100
Filtered, positive pressure air in class 100
- Air filtré en surpression
Positive pressure air
- Flux matières et produits
Material and product flow

AVANTAGES BOÎTES DE PÉTRI GOSSELIN™

- **PLANÉITÉ PARFAITE** : Assure une homogénéité de gélose.
- **TRANSPARENCE TOTALE** : Le point d'injection situé sur le côté du fond de la boîte optimise la lisibilité, même par des analyseurs d'images.
- **LÉGÈRETÉ** : Grâce à un long travail de recherche, le poids idéal de nos boîtes a pu être déterminé afin de réduire les coûts de destruction des déchets de nos clients tout en poursuivant notre objectif : fournir des boîtes de haute qualité.
- **EMPILAGE STABLE** : L'anneau de gerbage a été tout particulièrement conçu pour améliorer la superposition des boîtes et rendre leur utilisation plus pratique.
- **FABRICATION ENVIRONNEMENT CLASSE 100** : Assure aux boîtes un très bon niveau d'asepsie.
- **INDÉFORMABLE JUSQU'À 55°C** : La qualité du polystyrène utilisé pour la fabrication de nos boîtes leur confère une bonne résistance mécanique.
- **TRAÇABILITÉ DES PRODUITS** : Grâce à l'étiquette produit apposée sur chaque carton d'emballage, nous pouvons retracer chaque cycle de production. Cette étiquette reprend le numéro de lot ainsi que la date de péremption lorsque le produit est stérilisé.
- **MATIÈRES PREMIÈRES** : Conformément aux directives européennes en vigueur concernant, notamment, l'absence de métaux lourds (CE N°1935/2004), l'alimentarité (94/62/CE) et le marquage CE relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic *in vitro* (98/79/CE).

STRENGTH OF GOSSELIN PETRI DISHES

- **PERFECT FLATNESS** : To ensure the agar's constant depth.
- **TOTAL TRANSPARENCY** : The injection point situated on the side of the bottom of the dish optimizes reading even by image analysing systems.
- **LIGHTNESS** : Thanks to in-depth research, we are able to determine the ideal weight of our dishes in order to reduce our customers waste disposal costs while still pursuing our objective : to provide high quality dishes.
- **STABLE STACKING** : The stacking ring is specially designed to improve the stacking of dishes and making them more practical to use.
- **CLASS 100 MANUFACTURING ENVIRONMENT** : Ensures dishes are aseptic.
- **RETAINS SHAPE UP TO 55°C** : The quality of the polystyrene used provides dishes with a high level of mechanical resistance.
- **PRODUCT TRACEABILITY** : Thanks to the product label on each box, we can retrace each production cycle. This label includes the lot number and if the product has been sterilized, the expiration date.
- **RAW MATERIALS** : Compliant with the European directives in force, especially the absence of heavy metals (CE N°1935/2004), food compatibility (94/62/EC) and CE marking relating to medical devices *for in-vitro* diagnostics(98/79/EC).